

Anti-Syn1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P17600

Número do item: CM0028727

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SYN1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com SYN1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego de vesículas sinápticas e liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6853
GeneID	6853
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do SYN1 humano (NP_008881.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17600
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo