

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sinapsina-1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Número do item: CM0004477

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Sinapsina-1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a fosfoproteína de vesícula sináptica crítica para a liberação de neurotransmissores e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Synapsin-1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6853
GeneID	6853
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 401-500 da Synapsin-1 humana (NP_008881.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17600
Peso da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo