

Anticorpo Policlonal Anti-Sinaptofisina Para Wb, Ip, If, Ihc - P08247

Número do item: CM0027282

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Sinaptofisina humana (34kDa) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reage cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de vesículas sinápticas e estudos de distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sinaptofisina Rabbit pAb
Observações/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Sinaptofisina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-313 da Sinaptofisina humana (NP_003170.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08247
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo