

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sinaptofisina Para Wb, If, Elisa - P08247

Número do item: CM0002692

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Sinaptofisina humana. Validado para WB, IF e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para o estudo da biologia e plasticidade das vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Sinaptofisina
Observações/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Sinaptofisina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 da Sinaptofisina humana (NP_003170.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08247
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Gelo reciclável