

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sinaptofisina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Número do item: CM0008990

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-sinaptofisina (humano, camundongo, rato) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar a biologia das vesículas sinápticas, a plasticidade e a neuropatologia. Este anticorpo tem como alvo o marcador pré-sináptico sinaptofisina, permitindo uma detecção confiável em tecido cerebral e neurônios cultivados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-sinaptofisina
Observações/Alias	MRX96; MRXSY; XLID96
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08247
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo