

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sindecano 3 Para Wb, Elisa - O75056

Número do item: CM0002351

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o Sindecano-3 humano (SDC3, O75056) validado para Western blotting e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a função de proteoglicanos de superfície celular e a organização do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Sindecano 3
Observações/Apelido	SDCN; SYND3; Sindecano 3
Espécie	Humano
GeneID	9672
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Sindecano 3 humano (O75056).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75056
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo