

Anticorpo Policlonal Anti-Syne3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Número do item: CM0018206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SYNE3 humano (Nesprina-3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos do complexo LINC e posicionamento nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYNE3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	161176
GeneID	161176
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 740-920 do SYNE3 humano (NP_689805.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6ZMZ3
Peso Proteico	112kDa
Envio	Em saco de gelo