

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syngap Para Wb E Elisa - Q96Pv0

Número do item: CM0002694



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao SynGAP humano (148 kDa), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre sinalização sináptica, plasticidade e transtornos do espectro autista.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SynGAP Rabbit mAb
Observações/Alias	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8831
ID do Gene	8831
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PV0
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Bolsa de gelo