

Anticorpo Policlonal Anti-Synj1 Para Wb E Elisa - O43426

Número do item: CM0019919



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SYNJ1 humano (Sinaptojanina-1), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta SYNJ1 humano e de rato (~173 kDa), uma fosfatase de fosfoinosítídeos envolvida na endocitose sináptica e na doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho SYNJ1
Observações/Alias	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8867
GeneID	8867
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 de SYNJ1 humano (NP_003886.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	O43426
Peso da proteína	173 kDa
Envio	Bolsa de gelo