

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Synpo Para Wb, Elisa - Q8N3V7

Número do item: CM0018327

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a sinaptopodina humana (SYNPO), validado para WB e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e de rato. Útil para estudos da dinâmica da actina nas espinhas dendríticas e nos processos podocitários.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SYNPO Rabbit pAb
Observações/Apelido	SYNPO
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	11346
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 820-920 da SYNPO humana (NP_001159680.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8N3V7
Massa da proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo