

Anticorpo Policlonal Anti-Synpo (Sinaptopodina) Para Wb, Elisa - Q8N3V7

Número do item: CM0027301

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SYNPO (Sinaptopodina) humano validado para WB e ELISA. Detecta níveis endógenos em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre espinhas dendríticas e podócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYNPO pAb de Coelho
Observações/Apelido	SYNPO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11346
GeneID	11346
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do SYNPO humano (NP_001159680.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N3V7
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco de gelo