

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Synpo2L Para Wb, Elisa - Q9H987

Número do item: CM0030031

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SYNPO2L validado para WB e ELISA. Detecta SYNPO2L humano e de camundongo (~102 kDa), auxiliando na pesquisa de modulação de forma baseada em actina e no citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYNPO2L Rabbit pAb
Observações/Apeliido	SYNPO2L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79933
GeneID	79933
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do SYNPO2L humano (NP_001107605.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9H987
Peso Proteico	102kDa
Envio	