

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sintafilina (Snph) Para Wb, Elisa - O15079

Número do item: CM0013751

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNPH (Sintafilina) humano. Validado para WB e ELISA, tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de inibição do complexo SNARE e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNPH Rabbit pAb
Observações/Alias	SNPH; bA314N13.5
Espécie	Humano
ID do Gene	9751
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-425 do SNPH humano (NP_055538.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15079
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo