

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syntaxina 16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14662

Número do item: CM0008967



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Syntaxina 16 para WB, IHC-P, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Alvo de uma proteína SNARE envolvida no transporte vesicular do endossomo tardio ao trans-Golgi. Ideal para pesquisa em tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Syntaxin 16 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	SYN16; SYN-16; Syntaxin 16
Espécie	Humano
ID do Gene	8675
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Syntaxina 16 humana (O14662)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14662
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo