

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syntaxin 3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13277

Número do item: CM0011852

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Syntaxin 3 humana (Q13277), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego de membrana e transporte de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Syntaxin 3
Observações/Alias	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6809
GeneID	6809
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 100-200 da Syntaxin 3 humana (Q13277)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13277
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo