

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syntaxina (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Número do item: CM0003848

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-syntaxina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece syntaxina-1A/1B/2/3 de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de exocitose mediada por SNARE e função neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Syntaxina de coelho
Observações/Alias	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6804/112755/2054/6809
GeneID	6804/112755/2054/6809
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Syntaxina humana (P61266)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo