


Anticorpo Policlonal Anti-Sintenina-1 (Mda-9) Para Wb, If/Icc, Elisa - 000560

Número do item: CM0027275



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Sintenina-1 (MDA-9) humana para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar biogênese de exossomos, sinalização de TGF-beta e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sintenina pAb de Coelho
Observações/Apelido	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Sintenina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6386
GeneID	6386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da Sintenina humana (NP_001007068.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000560
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em bolsa de gelo