


Anticorpo Monoclonal Anti-Syntenin-1 (Syntenin) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00560

Número do item: CM0011479



introdução

mAb de coelho contra Syntenin (MDA-9/ST1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Anticorpo monoclonal de alta especificidade. Explore a biogênese de exossomos, metástase cancerosa e sinalização TGF-beta. | 32kDa | O00560

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Syntenin mAb de coelho
Observações/Apelidos	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
Espécie	Humano
GeneID	6386
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Syntenin humano (O00560).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00560
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo