

Anticorpo Monoclonal Anti-Sintrofina Alfa 1 Para Wb E Elisa - Q13424

Número do item: CM0003651

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Sintrofina Alfa 1 humana (Q13424). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa do complexo da distrofina e sinapse neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sintrofina alfa 1 mAb de coelho
Observações/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Sintrofina alfa 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6640
GeneID	6640
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Sintrofina alfa 1 humana (Q13424)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13424
Peso Proteico	54kDa
Transporte	Saco de gelo