

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Syt1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

Número do item: CM0008059



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho direcionado à SYT1 humana (sinaptotagmina-1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra SYT1
Observações/Apelido	P65; SYT; BAGOS; SVP65
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6857
ID do Gene	6857
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-422 da SYT1 humana (NP_005630.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21579
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo