

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Syt11 Para Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Número do item: CM0029412

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra Synaptotagmina-11 (SYT11) humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta SYT11 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato, com peso molecular previsto de 48 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYT11 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SYT12; sytXI; SYT11
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	23208
GeneID	23208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-200 da SYT11 humana (NP_689493.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BT88
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo