


Anticorpo Policlonal Anti-Syt4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Número do item: CM0027808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Sinaptotagmina-4 humana (SYT4), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tráfego de vesículas de núcleo denso neuronal e formação de dendritos em melanócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYT4 Coelho pAb
Observações/Apelido	HsT1192; SYT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6860
GeneID	6860
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-190 da SYT4 humana (NP_065834.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2B2
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo