

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Syt6 Para Wb, Elisa - Q5T7P8

Número do item: CM0020484

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SYT6 validado para WB e ELISA. Reconhece a sinaptotagmina-6 humana, de rato e de camundongo, um sensor de cálcio no tráfego vesicular e exocitose. Ideal para pesquisa em neurociência e secreção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYT6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	sytVI; SYT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	148281
GeneID	148281
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da SYT6 humana (NP_001257734.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5T7P8
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de Gelo