


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Syt7 Para Wb E Elisa - O43581

Número do item: CM0014459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a sinaptotagmina-7 humana (SYT7), validado para Western blot (WB) e ELISA. A SYT7 é um sensor de cálcio essencial para a exocitose lisossomal, o reparo da membrana e a facilitação sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SYT7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9066
ID do gene	9066
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-170 da SYT7 humana (NP_004191.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O43581
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo