

Anticorpo Monoclonal Recombinante De Coelho Anti-T-Bet/Tbx21 Para Wb - Q9UI17

Número do item: CM0005816

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-T-bet/Tbx21 de alta especificidade (PolymAb®) validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reconhece T-bet humano, de camundongo e de rato; ideal para pesquisa da linhagem Th1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	T-bet/Tbx21 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30009
GeneID	30009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-535 da T-bet/Tbx21 humana (NP_037483.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal Recombinante
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL17
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo