

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-T1R3/Tas1R3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Número do item: CM0007342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho direcionado à T1R3/TAS1R3, uma subunidade essencial do receptor gustativo para a percepção de sabores doce e umami. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-T1R3/TAS1R3
Observações/alias	T1R3
Espécie	Humano
GeneID	83756
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-570 da T1R3/TAS1R3 humana (NP_689414.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q7RTX0
Peso da proteína	93 kDa
Envio	Embalagem de gelo