

Anti-Taar1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Rj0

Número do item: CM0024386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TAAR1 humano (Receptor associado a aminas traço 1), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e sinalização de RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAAR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134864
ID do Gene	134864
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RJ0
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo