

Anticorpo Monoclonal Anti-Tab3 Para Wb, Elisa - Q8N5C8

Número do item: CM0003650

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado a TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3), validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para o estudo das vias de sinalização NF-kB e JNK em pesquisas sobre câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-TAB3
Observações/Alias	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	257397
GeneID	257397
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da TAB3 humana (Q8N5C8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N5C8
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Gelo reciclável