

Anticorpo Policlonal Anti-Tab3 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5C8

Número do item: CM0018991

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o TAB3 humano (NAP1/MAP3K7IP3). Validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar as vias de sinalização NF-κB e JNK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAP1, MAP3K7IP3, TAB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	257397
GeneID	257397
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-480 do TAB3 humano (NP_690000.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5C8
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo