

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tac1 Para Wb, Elisa - P20366

Número do item: CM0019066



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-TAC1 validado para WB e ELISA. Reconhece TAC1 humano e de rato. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 1-129. Ideal para pesquisa em neurociência e inflamação envolvendo substância P e sinalização por taquicinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6863
ID do Gene	6863
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-129 da TAC1 humana (NP_003173.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P20366
Peso da Proteína	15 kDa
Transporte	Saco de gelo