

Anticorpo Monoclonal Anti-Tacc3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6A5

Número do item: CM0003750



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TACC3 para detecção de TACC3 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Ideal para o estudo da dinâmica do centrôssomo, mitose e progressão do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-TACC3
Observações/Alias	ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10460
ID do Gene	10460
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6A5
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Bolsa de gelo