

Anticorpo Policlonais Anti-Taco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsh4

Número do item: CM0017273

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TACO1 humano, um ativador da tradução mitocondrial da citocromo c oxidase I. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa de doenças mitocondriais e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TACO1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51204
GeneID	51204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 do TACO1 humano (NP_057444.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSH4
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo