

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tacr3 Para Wb E Elisa - P29371

Número do item: CM0027970



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TACR3 humana (Receptor de Neuromedina-K). Validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 356-465). Ideal para pesquisa de sinalização por GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TACR3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6870
GeneID	6870
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 356-465 da TACR3 humana (NP_001050.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29371
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo