

Anticorpo Policlonal Anti-Tada2A Para Wb, Elisa - 075478

Número do item: CM0030534



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TADA2A (ADA2) humano. Validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de remodelagem da cromatina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TADA2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Espécie	Humano
ID do Gene	6871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-443 do TADA2A humano (NP_001159577.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075478
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo