

Anticorpo Policlonal Anti-Tada2B Para Wb, Elisa - Q86Tj2

Número do item: CM0013314

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao adaptador transcricional 2-beta (TADA2B), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para estudos de transcrição dependente de PAX5 e regulação nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TADA2B Coelho pAb
Observações/Apêndice	ADA2B; ADA2(beta); TADA2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	93624
GeneID	93624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-322 do TADA2B humano (NP_689506.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86TJ2
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Saco de Gelo