

## Anticorpo Policlonal Anti-Tada3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075528

Número do item: CM0024880

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho TADA3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece TADA3 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar regulação transcricional e complexos de histona acetiltransferase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho TADA3                                                                                                        |
| Observações/Apelido | ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 10474                                                                                                                      |
| GeneID              | 10474                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-369 do TADA3 humano (NP_597814.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | 075528                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                               |