

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Taf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21675

Número do item: CM0014647



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao TAF1 humano, a maior subunidade do TFIID. Validado para WB, IHC-P, ELISA; tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TAF1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Apelidos | OF; XDP; BA2R; CCG1; CCG5; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1 |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)      | 6872                                                                                                                        |
| GeneID               | 6872                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 990-1250 do TAF1 humano (NP_620278.1)  |
| Origem               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | P21675                                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 213kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                               |