


Anticorpo Policlonais Anti-Taf12 Para Wb, Elisa - Q16514

Número do item: CM0024342



introdução

Anticorpo policlonal de coelho humano TAF12 validado para Western blot e ELISA. Alvo na subunidade 12 do fator de iniciação da transcrição TFIID, essencial para a transcrição pela RNA Pol II. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF12 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TAF2J; TAFII20; TAF12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6883
GeneID	6883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 do TAF12 humano (NP_001128690.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16514
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo