

Anticorpo Policlonais Anti-Taf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Número do item: CM0030436



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-TAF15 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Essencial para o estudo de mecanismos de iniciação da transcrição e ligação a RNA em tecidos humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8148
GeneID	8148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TAF15 humano (NP_631961.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92804
Peso da Proteína	62kDa
Transporte	Bolsa de gelo