

## Anticorpo Policlonal Anti-Taf1C Para Wb, Elisa - Q15572

Número do item: CM0030055

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TAF1C humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta TAF1C em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a transcrição da RNA polimerase I e a função nucleolar.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TAF1C Coelho pAb                                                                                                                                    |
| Observações/Apêndice | SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C                                                                                                              |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID (humano)      | 9013                                                                                                                                                |
| GeneID               | 9013                                                                                                                                                |
| Imunogênio           | Proteína recombinante, Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-320 do TAF1C humano (NP_001230085.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                            |
| SWISS                | Q15572                                                                                                                                              |
| Peso Proteico        | 95kDa                                                                                                                                               |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                                        |