


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Taf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Número do item: CM0029296



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TAF5 humano, uma subunidade central do TFIID essencial para a transcrição pela RNA Polimerase II. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação gênica e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6877
GeneID	6877
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 656-800 do TAF5 humano (NP_008882.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15542
Peso Proteico	87kDa
Envio	Bolsa de gelo