

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tafazzin / Taz Para Wb, Elisa - Q16635

Número do item: CM0016116

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Tafazzin/TAZ para WB e ELISA. Detecta Tafazzin endógeno de humano, camundongo e rato. Uma aciltransferase mitocondrial essencial para a remodelagem de cardiolipina; adequada para pesquisa sobre síndrome de Barth e músculo cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tafazzin / TAZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6901
ID do Gene	6901
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 174-248 do Tafazzin / TAZ humano (NP_851830.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16635
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo