


Anticorpo Monoclonal Anti-Tak1 (Map3K7) Para Wb, Ip, Elisa - O43318

Número do item: CM0003648



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TAK1 (MAP3K7) humano, validado para WB, IP, ELISA. Reage com humano e camundongo. Útil para estudar sinalização da MAP quinase, ativação do NF-kB e apoptose. Imunógeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 507-606 do TAK1 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo monoclonal de coelho TAK1
Observações/Apelido	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 507-606 do TAK1 humano (O43318)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43318
Peso Proteico	67 kDa
Envio	Em saco de gelo