


Anticorpo Policlonais Anti-Tal1 Para Wb, Elisa - P17542

Número do item: CM0016302



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TAL1 humano (SCL, TCL5, bHLHa17). Validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com humano e rato. Adequado para pesquisa sobre malignidades hematopoéticas, diferenciação eritroide e T-ALL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6886
ID do Gene	6886
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 242-331 do TAL1 humano (NP_003180.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P17542
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo