

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tal2 Para Wb, Elisa - Q16559

Número do item: CM0013440

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAL2 (bHLHa19), um fator de transcrição hélice-alça-hélice básico e proto-oncogene. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em rato. Fornecido para pesquisa de leucemia e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAL2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6887
GeneID	6887
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20 até à extremidade C do TAL2 humano (NP_005412.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q16559
Peso Proteico	12kDa
Envio	