

Anticorpo Policlonal Anti-Taldo1 Para Wb, Elisa - P37837

Número do item: CM0013220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra transaldolase humana (TALDO1) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre a via das pentoses-fosfato e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TALDO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6888
ID do Gene	6888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-337 da TALDO1 humana (NP_006746.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37837
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo