

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Taldo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P37837

Número do item: CM0030936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TALDO1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com TALDO1 humano e de camundongo (38 kDa), uma enzima chave na via das pentoses fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TALDO1
Observações/Apêndice	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6888
GeneID	6888
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P37837
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo