

Anticorpo Policlonal Anti-Talin-1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y490

Número do item: CM0031006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra Talin-1 humano. Validado para WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre citoesqueleto e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7094
ID do Gene	7094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do TLN1 humano (NP_006280.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y490
Peso Proteico	270kDa
Envio	Saco de gelo