


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Talin 2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Número do item: CM0003292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Talin 2 validado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Detecta Talin-2 (272 kDa) humano, murino e de rato. Ideal para pesquisa em adesão celular e adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Talin 2 mAb de Coelho
Observações/Alias	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83660
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 da Talina 2 humana (Q9Y4G6)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4G6
Peso Proteico	272kDa
Envio	Bolsa de gelo