

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tamm41 Para Wb, Elisa - Q96Bw9

Número do item: CM0030267

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra TAMM41 (fosfatidato citidiltransferase, mitocondrial) para Western blot e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de biossíntese de cardiolipina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAMM41 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	132001
GeneID	132001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-316 da TAMM41 humana (NP_620162.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96BW9
Peso Molecular	51kDa
Transporte	Saco de gelo